

Bezeichnung	Art.Nr.	Stückzahl laut DIN						
		13157	13169	13164	13167	14142	13160	13155
		Betrieb < 50 Schulen	Betrieb > 50	KFZ	Kraftrad	Feuer- wehr	KatS Schule	Notfall koffer
Heftpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm	140012	1	2	1	1	2	1	1
Wundschnellverband DIN 13019 -E 1m x 8 cm, wasserfest	140218	—	—	—	—	1	—	—
Pflasterabschnitte-Set, DIN 13019-E, 10 x 6 cm, 8 St.	140820	1	2	1	1	2	1	1
Pflasterset für DIN-Füllungen bestehend aus: 4 x Fingerkuppenverband elastisch 4 x 7 cm 4 x Fingerverband elastisch 12 x 2 cm 4x Pflasterstrips wasserabweisend 1,9 x 7,2 cm 8 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm	140536	1	2	1	1	2	—	1
Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril	215002	1	2	1	—	—	1	2
Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril	215003	3	6	2	1	6	2	4
Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril	215004	1	2	1	1	4	2	2
Verbandtuch DIN 13152-BR, 40 x 60 cm, einzeln steril	215900	—	—	1	—	2	2	1
Verbandtuch DIN 13152-A, 60 x 80 cm, einzeln steril	215902	1	2	1	1	2	1	1
Verbandtuch DIN 13152-B, 80 x 120 cm, einzeln steril	215904	—	—	—	—	2	—	—
Wundkompressen 10 x 10 cm, einzeln, steril	217211	6	12	6	—	12	6	6
Augenkompressen 5 x 7 cm, einzeln steril	216604	2	4	—	—	2	—	2
Kälte-Sofort-Kompresse, ca. 15 x 17 cm	538050	1	2	—	—	2	—	—
Rettungsdecke gold/silber, ca. 160 x 200 cm	218620	1	2	1	1	4	1	1
Fixierbinde DIN 61634-FB, 4 m x 6 cm, cellophanisiert	212906	2	4	2	—	10	2	3
Fixierbinde DIN 61634-FB, 4 m x 8 cm, cellophanisiert	212908	2	4	3	—	10	2	3
Netzschaluchverband Gr. 2/3; Fuß/Arm , 4 m	225402	—	—	—	—	2	—	1
Universalbinde 5 m x 8 cm	211228	—	—	—	—	1	—	—
Dreiecktuch Vlies DIN 13168-D	215803	2	4	2	—	4	2	2
Universalschere DIN 58279-B, 19 cm	700665	1	1	1	1	2	1	1
Sterillium Händedesinfektion 100 ml	806110	—	—	—	—	—	—	1
Folienbeutel 30 x 40 cm, Schnellverschluss	503040	2	4	—	—	2	—	2
Beutel á 5 Vliesstofftücher 20 x 30 cm	615810	1	2	—	—	—	—	2
Beutel á 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455	650800	1	2	1	1	3	2	1
Sam Splint Schiene, 91 x 11 cm	560115	—	—	—	—	—	—	1
Diagnostikleuchte	710230	—	—	—	—	—	1	1
Anhängerkarte für Verletzte , Block mit 5 St.	581205	—	—	—	—	—	1	1
Splitterpinzette	700630	—	—	—	—	1	—	—
Notfallbeatmungsmaske DIN 13154	520535	—	—	—	—	1	—	—
Handabsaugpumpe manuell + Zubehör	521001	—	—	—	—	—	—	1
Beatmungsbeutel Set PVC mit Maske Gr. 5 + Zubehör	520545	—	—	—	—	—	—	1
Eco Mask, Gr. 3, Erwachsene, klein	520573	—	—	—	—	—	—	1
Eco Mask, Gr. 3, Erwachsene, mittel	520574	—	—	—	—	—	—	1
Guedeltubus, Gr. 3, 90 mm	660013	—	—	—	—	—	—	1
Guedeltubus, Gr. 4, 100 mm	660014	—	—	—	—	—	—	1
Guedeltubus, Gr. 5, 110 mm	660015	—	—	—	—	—	—	1
Blutdruckmessgerät manuell, Erwachsene, Oberarm	710146	—	—	—	—	—	—	1
Stethoskop, Flachkopf, standard	710160	—	—	—	—	—	—	1
Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut	503387	—	—	2	2	10	—	—
Meldeblock	581205	—	—	—	—	1	—	—
Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen	550231	1	1	1	1	1	—	1
Inhaltsverzeichnis	IHV	1	1	1	1	1	1	1