



# Sicherheits- Technische- Kontrolle





# STK - Was bedeutet das?

Bei der **SicherheitsTechnischenKontrolle**, die alle zwei Jahre erfolgen muss, werden die Softwareversion der Geräte, die Analyse- und Schockfunktion, sowie weitere Details kontrolliert. Die Überprüfung darf ausschließlich von Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden. Diese Dienstleister müssen über geeignete Prüfungseinrichtungen und Dokumentationssysteme verfügen.

Über die sicherheitstechnische Kontrolle ist ein Protokoll anzufertigen, das das Datum der Durchführung und die Prüfungsergebnisse unter Angabe der ermittelten Messwerte, der Messverfahren und sonstiger Beurteilungsergebnisse enthält. Das Protokoll nach Satz 1 hat der Betreiber zumindest bis zur nächsten STK aufzubewahren.

## Wer darf eine STK durchführen?

Der Betreiber darf mit der Durchführung der sicherheitstechnischen Kontrollen nur Personen, Betriebe oder Einrichtungen beauftragen, die selbst die Anforderungen nach § 5 hinsichtlich der sicherheitstechnischen Kontrollen des jeweiligen Medizinproduktes erfüllen.

Unsere hochwertige Prüfausrüstung entspricht modernsten Standards, unsere Prüfer sind durch die Hersteller zertifiziert.

In FRC Medical haben Sie somit einen kompetenten, zertifizierten und erfahrenen Partner.



# Gesetzliche Grundlage

Seit 01.01.2017 gilt für alle Defibrillatoren, unabhängig vom Hersteller, die neue MPBetreibV. Sollten Sie als Betreiber dem MPG (Medizinproduktegesetz) und der MPBetreibV (Medizinproduktebetreiberverordnung) unterliegen, müssen Ihre Defibrillatoren alle zwei Jahre einer STK-Prüfung unterzogen werden. Anders als in der vorherigen Fassung der Verordnung ist es in der aktuellen Version vom Januar 2017 nicht mehr vorgesehen, dass Hersteller abweichende Vorgaben machen, also beispielsweise eine Befreiung von der STK Pflicht erteilen.




# Tarifübersicht

## Sicherheitstechnische Kontrollen

für Defibrillatoren der Hersteller Stryker/LifePak, HeartSine, Schiller, Zoll, WelchAllyn und andere.

<b>STK-Service gemäß § 11 MPBetreibV</b>  <b>69,- Euro</b>	Umfang unserer STK-Prüfschritte + Reinigung und Desinfektion des Gerätes + Sichtprüfung auf mechanische Beschädigung und Vollständigkeit + Funktionsprüfung + Messung der Energieabgabe + Prüfung der Sicherheitsentladung + Prüfung der Analysefunktion + Prüfung der Haltbarkeit und ggf. Austausch der Verfall/Verbrauchs-komponenten (Materialkosten sind im Preis nicht enthalten) + Erstellung des Prüfprotokolls
<b>Handlingpauschale</b> <b>19,- Euro</b>	Bei Zusendung des Gerätes in unsere Werkstatt. Incl. versichertem Rückversand an Kundenadresse.
<b>AED Leihgerät</b> <b>59,- Euro</b>	Für die Dauer der STK Ihres Defibrillators in unserer Servicewerkstatt. Inklusive versichertem Hin- und Rückversand.
<b>Vor-Ort Prüfung</b> <b>149,- Euro</b>	Fahrtkostenpauschale bei Prüfungen vor Ort beim Kunden (eine Prüfstation) Incl. STK-Service-Prüfung.


Die genannten Preise verstehen sich innerhalb Deutschlands netto zzgl. gesetzlicher MwSt.  
Terminvereinbarung erforderlich.



# Ihre Vorteile

- ✓ Alles aus einer Hand:
  - Gerätekauf
  - Wartung + STK
  - Leasing
  - Einweisung
  - Schulung

= Wir bieten Ihnen einen AED Full Service an.
- ✓ Immer ein aktuell gewartetes und einsatzfähiges Gerät
- ✓ Einhalten der gesetzlichen Vorschriften
- ✓ Nie wieder abgelaufene Komponenten



# Interesse geweckt?

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns!



## FRC-medical



First Aid



Rescue



Cleaning & Protection

FRC Medical GmbH & Co. KG

Lager & Versand:

Gutenbergstr. 17

D-93133 Burglengenfeld

☎ 094 71 – 605 53 0

✉ info@frc-medical.de

